

**JERINGAS PARA UN SOLO USO MARCA NIPRO
(NIPRO SYRINGES FOR SINGLE USE)****DESCRIPCION: 3mL, 5mL, 10mL, 20mL, 50mL / con y sin aguja.**

- Empaque individual, peel open, herméticamente sellado que garantiza las propiedades físicas, esterilidad e integridad del producto.
- Exento de materia extraña, rebabas y aristas cortantes.
- Estéril según ISO 11135, atóxico y Apirógeno.

CARACTERISTICAS

- Barril de polipropileno transparente de grado médico, inerte y compatible con las soluciones a administrar
- El interior de la jeringa es levemente siliconado.
- Posee un embolo en punta de caucho siliconado para fácil desplazamiento dentro del barril tanto en su introducción como en su extracción, no presenta florescencias, ni defectos de apariencia. No presenta separación ni movimiento axial relativo con el vástago durante su uso. Asegura una completa hermeticidad.
- Presenta línea índice, junto al extremo del pistón, bien definida y visible. Señala en la escala del cilindro la capacidad de la jeringa.
- Cono de Acoplamiento, con conector luer lock concéntrico al eje del barril.
- Posee una graduación fácilmente identificable para una rápida y precisa medición de volumen.
- Esterilizado con Oxido de Etileno
- Diseñadas y fabricadas conforme a la ISO 7886

INDICACIONES

- Instrumento dedicado para la infusión de soluciones y medicinas líquidas, vacunas.
- Para extraer sustancias líquidas de conductos, cavidades y/o tejidos del cuerpo.

VENTAJAS

- Diseño ergonómico, fácilmente manejable con una mano

FORMA DE PRESENTACION:

- Blister de papel grado medico y polietileno de alta densidad grado medico conteniendo 01 unidad, a su vez acondicionados en caja de cartón grado medico por 20, 50 y 100 unidades.
- Bolsa de polietileno de alta densidad grado medico conteniendo 01 unidad, a su vez acondicionados en caja de cartón grado medico por 20, 50 y 100 unidades.

PROCEDENCIA: Elaborado por SHANGHAI KINDLY ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP Co. LTD – CHINA para NIPRO CORPORATION - JAPON